

Respirador libre de mantenimiento instrucciones de colocación.

Moldex ofrece hasta 5 tamaños diferentes y 5 estilos de ajuste para los diversos tipos de trabajo.

EZ-ON®



1. Sostenga el respirador en la mano con el contorno moldeado en la punta de los dedos, de manera que las bandas cuelguen por debajo de la mano.



2. Coloque el respirador debajo de la mandíbula con la parte del contorno para la nariz hacia arriba. Ajuste el puente nasal por dentro de manera que no quede arrugado, doblado. Jale la banda con el arnés hacia la parte trasera superior de la cabeza de manera que descansa sobre la coronilla.



3. Ajuste la tensión tirando de cada lado de las bandas del arnés de cabeza, para proporcionar un sello ajustado y cómodo.



4. Cada vez que entre a un área contaminada, debe verificar el sello correcto. Cubra el frente con ambas manos e inhale fuertemente. Esto causará que sienta una presión negativa dentro del respirador. Si alguna fuga es detectada alrededor de los bordes del respirador, ajuste las bandas y reposicione hasta que selle correctamente. De otra manera consulte con su supervisor. Entrar en un área contaminada con un sello incorrecto podría causar enfermedad o muerte.

AirWave® SmartStrap®



1. Jale el clip de ajuste y sujete el respirador completamente por la parte de abajo.



2. Coloque la banda alrededor del cuello de manera que la parte externa del respirador quede contra el pecho.



3. a) Ajuste el respirador al rostro y jale la banda superior hasta la coronilla de la cabeza. Por la parte interna del respirador el puente nasal debe quedar ajustado correctamente, verifique que no quede doblado.
b) Siempre utilice ambas bandas superior e inferior.



4. Para apretar las bandas jale ambas correas. Para aflojar, tome la banda inferior y jale.



5. Cada vez que entre a un área contaminada, debe verificar el sello correcto. Cubra el frente con ambas manos e inhale fuertemente. Esto causará que sienta una presión negativa dentro del respirador. Si alguna fuga es detectada alrededor de los bordes del respirador, ajuste las bandas y reposicione hasta que selle correctamente. De otra manera consulte con su supervisor. Entrar en un área contaminada con un sello incorrecto podría causar enfermedad o muerte.

6. Para colgar alrededor del cuello, retire la banda superior alejándola de la cabeza y jale el respirador hacia abajo.

MOLDEX®
Ideas that wear well.®

MOLDEX-METRIC, INC.
AMÉRICA LATINA

Sierra Zimapan # 4 - 35
Villas Del Sol, Querétaro, Qro.
76046, México
TEL: +52 442 2341230
FAX: +52 442 2341231
Email: ventasamlat@moldex.com
www.moldex.com/es

MOLDEX-METRIC, INC.
10111 West Jefferson Blvd.
Culver City, CA 90232
TEL: +1 (800) 421-0668
Ó +1 (310) 837-6500
FAX: +1 (310) 837-9563
E-mail: sales@moldex.com
www.moldex.com

Moldex Technical Service Department:

+1 (800) 421-0668 or
+1 (310) 837-6500 ext. 512/550

Moldex, Ideas that wear well, AirWave, EZ-ON, HandyStrap, SmartStrap y el logo de PVC-Free son marcas registradas. El diseño de la malla y el diseño ondulado del respirador son marcas registradas de Moldex-Metric, Inc. Hecho en Estados Unidos.

9900S-037 REV B 12/14



Printed on Recycled Paper

De vuelta para ver instrucciones para respiradores 2 bandas - Handystrap - y Ajustable de dos bandas