


#0074 – Gasket Kit



Moldex® 7000 & 9000 Series Replacement Parts



The Moldex® 7000 & 9000 Series Respirator Gasket Kit includes 20 gaskets. Replace gaskets as needed.

9000 SERIES CARTRIDGE RETAINER



- Pull off old gasket over the three bayonet prongs on cartridge retainer and discard. (Fig. 1)
- Install new gasket by pushing gasket over the three bayonet prongs on cartridge retainer and ensure it is seated properly. Note: the 7000 Series facepiece does not have a gasket on its cartridge retainers.

#7920 PIGGYBACK ADAPTER


- Pull off old gasket over the three bayonet prongs on piggyback adapter and discard. (Fig. 2)
- Install new gasket by pushing gasket over the three bayonet prongs on piggyback adapter and ensure it is seated properly.

LIMITED WARRANTY

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER: This limited warranty is made in lieu of the warranties of merchantability, fitness for particular purposes and all other warranties, express or implied. There are no other warranties which extend beyond the description on the face hereof. The physical standards and specifications of Moldex will be met by products sold. **Exclusive Remedies:** damages for the breach of this limited warranty are limited to the replacement of such quantity of Moldex products proved to be defectively manufactured. Except as provided above, Moldex shall not be liable or responsible for any loss, damage, or liability, direct, indirect, incidental, special, or consequential, arising out of sale, use, or misuse, or the inability to use products by the user.



**#7920 PIGGYBACK ADAPTER
ADAPTADOR DEL NÚCLEO DEL RESPIRADOR #7920
#7920 ADAPTATEUR SUPERPOSÉ
ADAPTADOR ACOPLADO #7920**



Partes de Reemplazo #0074 – Paquete de Empaque, Moldex® Series 7000 y 9000

El Paquete de Empaque del Respirador Moldex® Series 7000 y 9000 incluye 20 empaques. Reemplace los empaques cuando sea necesario.

RETENEDOR DEL CARTUCHO SERIES 9000

- Jale el empaque viejo sobre las tres puntas de bayoneta en el retenedor del cartucho y deseche. (Fig. 1)
- Instale el nuevo empaque empujando el empaque sobre las tres puntas de bayoneta en el retenedor del cartucho y asegúrese que esté asentado apropiadamente. Nota: La pieza facial series 7000 no tiene empaque en su retenedor del cartucho.

ADAPTADOR DEL NÚCLEO DEL RESPIRADOR 7920

- Jale el empaque viejo sobre las tres puntas de bayoneta en el adaptador del núcleo del respirador y deseche. (Fig. 2)
- Instale el nuevo empaque empujándolo sobre las tres puntas de bayoneta en el adaptador del núcleo del respirador y asegúrese que esté asentado apropiadamente.

GARANTÍA LIMITADA

AVISO IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR

Esta garantía limitada se establece en lugar de las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y todas las otras garantías, expresas o implícitas. No hay otras garantías que se extiendan más allá de la descripción en el texto del presente documento. Las normas y especificaciones físicas de Moldex serán cumplidas por los productos vendidos. **Únicas medidas:** Los daños por la violación de esta garantía limitada se limitan al reemplazo de los productos Moldex en la cantidad que se compruebe estar defectuosos de fábrica. Excepto por lo estipulado anteriormente, Moldex no será responsable de ninguna pérdida, daño, o pasivo, directos, indirectos, imprevistos, especiales, o derivados, productos de la venta, uso, uso inadecuado, o incapacidad de uso.



MOLDEX-METRIC, INC.
10111 W. Jefferson Blvd., Culver City, CA 90232
Tel: +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500
Fax: +1 (310) 837-9563
Email: sales@moldex.com www.moldex.com

CANADIAN CUSTOMER SERVICE
Tel: +1 (800) 421-0668, Ext. 517 Fax: +1 (310) 837-9563

BRAZIL – MOLDEX-METRIC LTDA
Av Ipiranga, 104, 22º Andar Sala 01
Sao Paulo, SP Brazil
Tel/Fax: +55 (11) 26 59 21 08
moldexbrazil@moldex.com

AUSTRALIA – MOLDEX-METRIC, INC.
Unit 30/14-16 Stanton Road, Seven Hills, NSW 2147
Tel: +61 (2) 9838 7588 Fax: +61 (2) 9838 7544
Email: moldex@bigpond.net.au www.moldex.com

NEW ZEALAND – MOLDEX-METRIC, INC.
3 Spence Road, Henderson, Auckland, NZ
Tel: +64 (9) 837 8247 Fax: +64 (9) 837 8248
Email: trevorc@moldex.com www.moldex.com

MOLDEX TECHNICAL SERVICE DEPARTMENT:
+1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500, ext. 512/550



Printed on Recycled Paper



Moldex and Ideas that wear well are registered trademarks. U.S. Patents Pending. The PVC-Free logo is a trademark of Moldex-Metric, Inc. 9000-024 REV C 12/10

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO DA MOLDEX:
+1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500, ext. 512/550

Moldex e Ideas that wear well son marcas comerciales registradas. Patentes pendientes en EE.UU. El logotipo PVC-Free es una marca comercial de Moldex-Metric, Inc.



Série Moldex® 7000 & 9000 – Pièces de Remplacement #0074 – Trousse de Joints d'Étanchéité



La Trousse de Joints d'Étanchéité pour Respirateur de la Série Moldex® 7000 & 9000 inclut 20 joints d'Étanchéité. Remplacer les joints lorsque requis.

DISPOSITIF DE RETENUE DE CARTOUCHE – SÉRIE 9000

- Retirer le joint usagé des trois arêtes du dispositif de retenue de la cartouche et le jeter. (III. 1)
- Pousser le nouveau joint sur les trois arêtes du dispositif de retenue et s'assurer qu'il est installé adéquatement. Note: le masque de Série 7000 n'a pas de joint d'étanchéité sur ses dispositifs de retenues de cartouche.

#7920 – ADAPTATEUR SUPERPOSÉ

- Retirer le joint usagé des trois arêtes de l'adaptateur superposé et le jeter. (III. 1)
- Placer le nouveau joint sur les trois arêtes de l'adaptateur superposé et s'assurer qu'il est installé adéquatement.

GARANTIE LIMITÉE



AVIS IMPORTANT À L'ACHETEUR

Cette garantie limitée est en lieu des garanties de qualité marchande, de bon fonctionnement et toutes autres garanties, expresses ou implicites. Il n'existe pas d'autre garantie qui s'étende au-delà de la description de la face de ceci. Les normes et spécifications physiques de Moldex seront rencontrées par les produits vendus. **Voies de droit exclusives:** Des dommages pour la violation de cette garantie limitée sont limités au remplacement des tels quantités de produits Moldex qui a été prouvé être défectueusement fabriquées. À l'exception de ce qui a été mentionné ci-dessus, Moldex ne sera pas responsable pour toute perte, dommage ou responsabilité directe, indirecte, accessoire, spéciale ou immatériel résultant de la vente, de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation ou de son empêchement.

DÉPARTEMENT DES SERVICES TECHNIQUES MOLDEX:

+1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500, ext. 512/550

Moldex et Ideas that wear well sont des marques de commerce enregistrées.
É.U. Brevets en attente. Le logo PVC-Free est une marque de commerce de Moldex-Metric, Inc.



#7920 PIGGYBACK ADAPTER
ADAPTADOR DEL NÚCLEO DEL RESPIRADOR #7920
#7920 ADAPTATEUR SUPERPOSÉ
ADAPTADOR ACOPLADO #7920



Séries 7000 e 9000 da Moldex® Partes de Reposição #0074 – Kit de Junta



Séries 7000 e 9000 do Kit da Junta do Respirador da Moldex® inclui 20 juntas. Reponha as juntas conforme necessário.

RETENTOR DO CARTUCHO DA SÉRIE 9000

- Puxe a junta velha sobre as três baionetas sobressaídas no retentor do cartucho e descarte. (Figura número 1)
- Instale a nova junta empurrando a junta sobre as três baionetas sobressaídas no retentor do cartucho e verifique se está devidamente assentado. Aviso: a peça facial da série 7000 não tem uma junta nos retentores do cartucho.

ADAPTADOR ACOPLADO #7920

- Puxe a junta velha sobre as três baionetas sobressaídas no adaptador acoplado e descarte. (Figura número 2)
- Instale a nova junta empurrando a junta sobre as três baionetas sobressaídas no adaptador acoplado e verifique se está devidamente assentado.

GARANTIA LIMITADA

AVISO IMPORTANTE PARA O COMPRADOR

Esta garantia limitada é criada em lugar das garantias de comercialização, adequação para fins específicos e qualquer outra garantia, expressa ou implícita. Não existem outras garantias que superem a descrição desta. Os produtos vendidos estarão de acordo com os padrões e especificações físicas da Moldex. **Recursos Exclusivos:** danos para a violação desta garantia limitada se limitam a substituição de tal quantidade dos produtos Moldex cuja fabricação defeituosa seja comprovada. Com exceção do disposto acima, a Moldex não pode estar sujeita ou ser responsabilizada por qualquer perda, dano, ou risco, direto, indireto, incidental, especial, ou consequente de qualquer venda, utilização ou utilização incorreta, ou da incapacidade do usuário em utilizar os produtos..

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO DA MOLDEX:

+1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500, ext. 512/550

Moldex e Ideias que vestem bem são marcas registradas. Patente Pendente nos EUA.
A logomarca PVC-Free é uma marca registrada da Moldex-Metric, Inc.